

Список часто используемых адаптеров к центрифуге Liston C 2202

Можно выбрать нужные адаптеры под вашу задачу

Комплектация

- Ротор S-4-100
- Бакеты **В-US-45**- 4 шт.(стандартный)
- Стандартные адаптеры на выбор – 4 шт.

Наименование/изображение	Описание
 Адаптер TASM-12-8	Адаптер низкий для бакета В-US-45. Вместимость 8 мест. Применяемые пробирки диаметром до 12 мм, высота пробирок от 30 до 92 мм. Подходит для пробирок 11x40 объемом 1,5-2 мл.
 Адаптер TASM-13-8	Адаптер низкий для бакета В-US-45. Вместимость 8 мест. Применяемые пробирки диаметром до 13 мм, высота пробирок от 65 до 92 мм. Подходит для вакуумных пробирок 13x75 объемом 2-5 мл
 Адаптер TASM-13-8	Адаптер высокий для бакета В-US-45. Вместимость 8 мест. Применяемые пробирки диаметром до 13 мм, высота пробирок от 82 до 112 мм. Подходит для вакуумных пробирок 13x100 объемом 4-8 мл
 Адаптер TASM-16-6	Адаптер низкий для бакета В-US-45. Вместимость 6 мест. Применяемые пробирки диаметром до 16 мм, высота пробирок от 65 до 92 мм. Подходит для вакуумных пробирок 16x75.
 Адаптер TASM-16-6	Адаптер высокий для бакета В-US-45. Вместимость 6 мест. Применяемые пробирки диаметром до 16 мм, высота пробирок от 82 до 112 мм. Объем 8-15 мл. Подходит для вакуумных пробирок 16x100 объемом 8-9 мл.

 Адаптер TASM-17-6	Адаптер низкий для бакета В-US-45. Вместимость 6 мест. Применяемые пробирки диаметром до 17 мм, высота пробирок от 65 до 92 мм. Подходит для вакуумных пробирок 16x75.
 Адаптер TASM-17-6	Адаптер высокий для бакета В-US-45. Вместимость 6 мест. Применяемые пробирки диаметром до 17 мм, высота пробирок от 82 до 112 мм. Объем 8-15 мл. Подходит для вакуумных пробирок 16x100 объемом 8-9 мл.
 Адаптер TASM-17-4-E	Адаптер высокий для бакета В-US-45. Вместимость 4 места. Применяемые пробирки диаметром до 17 мм, высота пробирок от 82 до 121 мм. Подходит для пробирок с коническим дном 17x120 объемом 15 мл с крышкой типа Фалькон (как с юбкой, так и без юбки)
 Адаптер TASM-29-1	Адаптер низкий для бакета В-US-45. Вместимость 1 место. Применяемые пробирки диаметром до 29 мм, высота пробирок от 65 до 92 мм. Подходит для пробирок с коническим дном 29x77 объемом 25 мл с крышкой типа Фалькон (как с юбкой, так и без юбки)
 Адаптер TWS-45-1	Адаптер вставка для бакета В-US-45 под пробирку или флакон размером до 45 x120 мм

Комплектация

- Ротор S-4-100
- Бакеты **В-UE-45**- 4 шт. (увеличенный).
- Стандартные адаптеры на выбор – 4 шт.

Наименование/изображение	Описание
--------------------------	----------

 Адаптер TAEM-13-8	Адаптер низкий для увеличенного бакета В-UE-45. Вместимость 8 мест. Применяемые пробирки диаметром до 13 мм, высота пробирок от 65 до 92 мм. Подходит для вакуумных пробирок 13x75 объемом 2-5 мл.
 Адаптер TAEL-13-8	Адаптер высокий для увеличенного бакета В-UE-45. Вместимость 8 мест. Применяемые пробирки диаметром до 13 мм, высота пробирок от 82 до 112 мм. Подходит для вакуумных пробирок 13x100 объемом 4-8 мл
 Адаптер TAEM-16-7	Адаптер низкий для увеличенного бакета В-UE-45. Вместимость 7 мест. Применяемые пробирки диаметром до 16 мм, высота пробирок от 65 до 92 мм. Подходит для вакуумных пробирок 16x75.
 Адаптер TAEL-16-7	Адаптер высокий для увеличенного бакета В-UE-45. Вместимость 7 мест. Применяемые пробирки диаметром до 16 мм, высота пробирок от 82 до 112 мм. Объем 8-15 мл. Подходит для вакуумных пробирок 16x100 объемом 8-9 мл.
 Адаптер TAEM-17-7	Адаптер низкий для увеличенного бакета В-UE-45. Вместимость 7 мест. Применяемые пробирки диаметром до 17 мм, высота пробирок от 65 до 92 мм. Подходит для вакуумных пробирок 16x75
 Адаптер TAEL-17-7	Адаптер высокий для увеличенного бакета В-UE-45. Вместимость 7 мест. Применяемые пробирки диаметром до 17 мм, высота пробирок от 82 до 112 мм. Объем 8-15 мл. Подходит для вакуумных пробирок 16x100 объемом 8-9 мл.